



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Referência:	60000265
Material:	Haste de polipropileno e visor PPE
Espessura:	0,50 mm
Cor:	Visor transparente
Peso Total:	0,065 gramas
Tamanho:	Único
Normas técnicas:	Resolução 356
EPI	Reutilizável após higienização

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O protetor facial Steelflex foi desenvolvido para ajudar na proteção do usuário em locais que possa ocorrer risco de contágio. Leve, prático, o produto é feito em Polipropileno (PP) com espessura mínima de 0,50 mm e com área do visor PPE transparente de 290 x 250 mm

INDICAÇÃO DE USO

Protetores faciais protegem a face do usuário contra impactos de partículas volantes frontais. É um produto para proteção adicional para pessoal de apoio hospitalar, higiene e limpeza, atendimento ao público.

HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Lave completamente as partes com solução de sabão comprovadamente neutro. Enxágue com água abundante. Seque com pano limpo e macio. Se necessário, utilize álcool 70%. Não use solventes ou outros produtos químicos para limpeza

PROPOSITO E APLICAÇÃO

Protetores faciais protegem a face do usuário contra impactos de partículas volantes frontais.

INSPEÇÃO/ CONSERVAÇÃO

Antes e depois de cada utilização, armazenar sempre o protetor facial em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar. Quando não estiver sendo utilizado, guardá-lo de preferência na embalagem de origem.

VIDA ÚTIL

Por tempo indeterminado deste que a integridade do visor e suporte esteja em perfeitas condições de uso ou/sem que tivesse sofrido impactos de grande proporção ou distorção, pois neste caso recomenda-se a troca imediata. Guarde o produto em uma área limpa e seca, em temperatura ambiente, longe de calor e umidade excessivos. Certifique-se antes do uso, de que o visor esteja intacto e não danificado